

## Entspannende Wundversorgung!

Der Tampon **RECA proct** ist der ideale Verband zur Wundversorgung nach Operationen im Analkanal. Vor dem Einsatz wird der Tampon mit Flüssigkeit getränkt und dadurch weich und elastisch. Der PVA Schaumstoff gewährleistet eine optimale Gewebeverträglichkeit.

**Auf Anfrage ist der Tampon auch sterilisiert erhältlich.**

**RECA proct** ist saugfähig und hält Sekrete über Stunden zurück. Er kann sowohl mit Anästhetikum wie auch mit adstringierenden Mitteln versehen werden. Postoperative Schmerzen werden dadurch vor Ort gemildert. Das Entfernen des Tampons wird durch anfeuchten des Tampon erleichtert. Ein Sitzbad ist gleichzeitig Beginn der Wundpflege.


### Die Vorteile:

- **problemlos einzusetzen**
- **sicher durch hohe Saugkraft**
- **kein Wundschmerz**
- **Heilungsprozess wird gefördert**
- **hoher Komfort, geringer Preis**



**RECA proct** ist der ideale Verband zur postoperativen Wundversorgung nach proktologischen Eingriffen. Entspannung für Sie und Ihre Patienten!

### Produktdaten:

<b>Art. Nr.</b>	:	<b>10/2, 10/2 S</b>  <b>1275</b>  <b>1639</b>
<b>Material</b>	:	PVA-Schaumstoff, Rückholfaden: Baumwolle
<b>Maße</b>	:	24 mm Ø, 70 mm Länge
<b>Preis</b>	:	<b>2,95 € St. + MwSt.</b>
<b>Preis, steril :</b>	:	<b>3,70 € St. + MwSt., Mindestmenge 100 St.</b>
<b>Einheit</b>	:	50 oder 100 St.
<b>Zahlung</b>	:	30 Tage netto, zzgl. Porto u. Verp.

